



ClearLite™ anæstesi ansigtsmasker

En klar vision for fremtiden 




Anæstesi • Anæstesi ansigtsmasker

ClearLite™ anæstesi ansigtsmasker

Et sortiment af anæstesi ansigtsmasker, som omfatter syv størrelser for at opfylde det kliniske behov hos alle patienter. Sortimentet er tilgængeligt fra størrelse 0, neonatal til størrelse 6, ekstra stor voksen.

På grund af det forbedrede anatomiske design, giver ClearLite-masken overlegen forsejling med minimalt tryk,

hvilket reducerer risikoen for unødvendigt ubehag eller potentielt traume. Den overlegne forsejling vil også hjælpe klinikerne med at yde optimal manuel ventilation af patienten både i anæstesi- og akutsituationen.

ClearLite er PVC og phthalatfri, hvilket minimerer påvirkningen af miljøet væsentligt. 

Letvægts maske

Giver bedre greb og komfort ved brug for klinikerne

Anatomisk form

Giver optimal pasform til forskellige ansigtstyper og -størrelser. Der skal anvendes et minimum tryk for at opnå en effektiv forsejling, hvilket reducerer risikoen for utilsigtet traume og nerveskade

Gennemsigtig kuppel

Giver fremragende visualitet for at bekræfte, at patienten er godt ventileret

Fleksibel ikke oppustelig maske krans

Giver en behagelig og effektiv lufttæt forsejling



Pålidelig og sikker konnektion

Dette opnås imellem masken og respirationssystemet der anvendes. Den ISO 22 mm koniske konnektion overholder ISO 5356

Reduceret maske volumen

Reducerer potentiel genånding og risikoen i forhold til øget niveau af ETCO₂

Farve-kodet

Den komfortable, fleksible maske krans er farvekodet for at give hurtig og nem identifikation af den korrekte størrelse maske

Reducerer spild

Tilgængelig uden hook ring



Lav miljøpåvirkning

PVC og phthalat fri

Send en forespørgsel

Se videoen



Kode	Kode uden hook ring	Beskrivelse	Farve	Antal pr. karton
7296000	7296001	ClearLite, anæstesi ansigtsmaske, størrelse 6, ekstra stor voksen, farvekode rød, 22F		20 
7295000	7295001	ClearLite, anæstesi ansigtsmaske, størrelse 5, stor voksen, farvekode orange, 22F		35 
7294000	7294001	ClearLite, anæstesi ansigtsmaske, størrelse 4, voksen, farvekode grøn, 22F		35 
7293000	7293001	ClearLite, anæstesi ansigtsmaske, størrelse 3, lille voksen, farvekode gul, 22F		35 
7292000	7292001	ClearLite, anæstesi ansigtsmaske, størrelse 2, barn, farvekode hvid, 22F		25 
-	7291000	ClearLite, anæstesi ansigtsmaske, størrelse 1, nyfødt, farvekode grå, uden hook ring, 15M		30 
-	7290000	ClearLite, anæstesi ansigtsmaske, størrelse 0, neonatal, farvekode blå, uden hook ring, 15M		40 

 Produkt med lavere miljøpåvirkning

IS5.31 DK • Issue 4 09.24



Intersurgical Danmark, Rådhusstorvet 7, 1, 3520 Farum, Danmark
T: +45 28 69 80 00 info@intersurgical.dk www.intersurgical.dk



Fabrikanten Intersurgical Ltd er certificeret til
ISO 14001:2015, ISO 9001:2015,
ISO 13485:2016 og MDSAP

Venligst overvej før du printer

Sparer energi og papir.
Hvis du ønsker at printe dette produktblad, venligst print på dobbeltside.