

Intersurgical anæstesi ansigtsmaske sortiment



Størrelse 6 ekstra stor voksen Størrelse 5 stor voksen Størrelse 4 medium voksen Størrelse 3 lille voksen Størrelse 2 barn Størrelse 1 nyfødt Størrelse 0 neonatal



ClearLite™
uden luftkrans



7296001



7295001



7294001



7293001



7292001



7291000



7290000



ClearLite™
uden luftkrans



7296000



7295000



7294000



7293000



7292000



7291000



7290000



QuadraLite™
uden luftkrans



7194000



7193000



7192000



7191000



EcoMask II
uden luftkrans



7096000



7095000



7094000



7093000



7092000



7091000



7090000

Economy
maske med
luftkrans



1517000



1516000



1515000



1514000



1513000



1512000



1511000

Intersurgical anæstesi ansigtsmaske sortiment



Reducer den miljømæssige påvirkning




PVC-fri, godt for miljøet



Phthalat fri, for patient sikkerhed

Innovative og miljøvenlige materialer

ClearLite-maskerne er fremstillet af PolyPropylen (PP) og ThermoPlastic Elastomere (TPE), to let genbearbejdelige polymerer og betydeligt mindre skadelige for miljøet (jf. Pyramide des Plastiques 'ci-dessous').



Tilgængelig uden hook ring

For yderligere at gøre et skridt mod at reducere miljøpåvirkningen er ClearLite-maskerne også tilgængelige uden hook ring.

En hook ring vejer ca. 1,4 g. Det skønnes, at der globalt blev leveret over 40 millioner masker sidste år, dette svarer til 56 tons potentielt unødvendigt affald på årsbasis.

