



## PEP terapi sortiment Positivt Ekspiratorisk Tryk



Ilt og forstøver terapi ▪ Respirations fysioterapi

## Intersurgical PEP terapi sortiment

Intersurgical tilbyder en række produkter til levering af positiv ekspiratorisk tryk terapi. Produktets modulære design sortiment gør det muligt for klinikere at vælge mellem ni farvekodede PEP-modstande. PEP T-stykket leveres med et mundstykke, der let kan udskiftes til en ansigtsmaske, hvis der er behov for det. Ansigtmasker fås i syv størrelser. Et trykmanometer kan tilsluttes systemet ved hjælp af et slange konnektorer kit (1956020) designet til at blive monteret mellem T-stykke og PEP modstand.

**Patientside konnektorer**

**Mundstykke leveret med PEP træneren**

**Ekspirations port**

**Modstand**

**PEP T-stykke og mundstykke**

**Ikke-standard inspirations port**  
Reducerer risikoen for fejlmontering

**En-vejs inspirations ventil**

6.0mm 5.0mm 4.5mm 4.0mm 3.5mm 3.0mm 2.5mm 2.0mm 1.5mm

Ni størrelser farvekodede modstande tilgængelige. Den passende størrelse modstand vælges til patienten. Enkelt, brugervenligt produkt.

ClearLite™ ansigtsmaske, str. 4

Kode	Beskrivelse	Farve	Antal pr. karton
<b>PEP modstandende er pakket i poser af 10 stk.</b>			
8020060	PEP modstand 6,0mm, lilla, én patients brug		100
8020050	PEP modstand 5,0mm, brun, én patients brug		100
8020045	PEP modstand 4,5mm, rød, én patients brug		100
8020040	PEP modstand 4,0mm, orange, én patients brug		100
8020035	PEP modstand 3,5mm, grøn, én patients brug		100
8020030	PEP modstand 3,0mm, blå, én patients brug		100
8020025	PEP modstand 2,5mm, gul, én patients brug		100
8020020	PEP modstand 2,0mm, hvid, én patients brug		100
8020015	PEP modstand 1,5mm, sort, én patients brug		100
<b>PEP T-stykke, ansigtmasker samt konnektorer</b>			
1956013	PEP T-stykke med envejsventil og mundstykke 22F, til enpatients brug		80
1956020	Slange med konnektorer, 120 cm. For manometer og PEP t-stykke, 15M, 22M/15F		40
7296000	ClearLite, anæstesi ansigtsmaske, størrelse 6, ekstra stor voksen, farvekode rød, 22F		20
7295000	ClearLite, anæstesi ansigtsmaske, størrelse 5, stor voksen, farvekode orange, 22F		35
7294000	ClearLite, anæstesi ansigtsmaske, størrelse 4, voksen, farvekode grøn, 22F		35
7293000	ClearLite, anæstesi ansigtsmaske, størrelse 3, lille voksen, farvekode gul, 22F		35
7292000	ClearLite, anæstesi ansigtsmaske, størrelse 2, barn, farvekode hvid, 22F		25

IS10.37 DK • Issue 5 02.24



Intersurgical Danmark, Rådhusstorvet 7, 1, 3520 Farum, Danmark  
T: +45 28 69 80 00 info@intersurgical.dk www.intersurgical.dk



Fabrikanten Intersurgical Ltd er certificeret til ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 og MDSAP

Venligst overvej før du printer. Spar energi og papir.