



STARMed CaStar R Up

Hjelm til non-invasiv mekanisk ventilation (NIV), delbar



Intensiv • Patient Interface • **STARMed**



STARMed StarMed CaStar R Up med delbar hjelm for NIV

StarMed CaStar R Up

CaStar R Up er en behagelig, alsidig delbar hjelm til non-invasiv mekanisk ventilation (NIV), designet som et alternativ til traditionelle NIV-behandlinger. CaStar R Up tolereres godt i længere perioder, og kan reducere de risici, der er forbundet med både endotracheal intubation og ansigtsmaske. Den kan anvendes i semi-liggende, liggende og bugleje positioner, hvilket giver en ideel mulighed for NIV-behandling.

Fordele

- Tillader hurtig adgang til patienten under sygepleje procedurer eller i akutte situationer
- En behandler kan let fjerne den øverste del af hjelmen og få fuld adgang til patienten
- Sonder og katetre kan forblive tilkoblet patienten, da de monteres på den nedre del af hjelmen

Tekniske funktioner

- Fremstillet af ftalatfrie materialer
- 22M konnektorer, der overholder ISO-standarden
- Indbygget oppustelig nakkepude for øget patientkomfort
- Behagelige og atraumatiske bånd til fiksering under armene
- Andet fastgørelses tilbehør kan tilbydes
- To fleksible forseglede adgangsporte, kan anvendes til enkelt eller flere lumen sonder eller katetre
- Ny designet patient adgangs port. Udstyret med tovejs anti-kvælningsventil, åbner automatisk i tilfælde af trykfald
- Lufttæt forsegling af systemet, opnås ved en elastisk membran, der kommer i kontakt med den øverste del af torsoen, når hættten er oppustet

Læs mere dokumentation på www.intersurgical.dk



CaStar R Up delbar hjelm til NIV med oppustelig nakkepude, to-vejs anti-kvælningsventil og patient adgangs port*

Kode	Størrelse	Hals omkreds	Antal pr. karton
CA022XXL/2R	Ekstra ekstra stor	≥50cm	5
CA022XL/2R	Ekstra stor	45-52cm	5
CA022L/2R	Stor	40-47cm	5
CA022M/2R	Medium	34-41cm	5
CA022S/2R	Lille	27-34cm	5
CA022XS/2R	Ekstra lille	17-27cm	5



www.intersurgical.dk/info/starmed

Send en forespørgsel

*Slangen er ikke inkluderet, og skal bestilles separat. Der henvises til hjemmesiden, for sortimentet af tilbehør.



Intersurgical Danmark, Rådhusstorvet 7, 1, 3520 Farum
T: +45 28 69 80 00 info@intersurgical.dk www.intersurgical.dk



Producent:
Intersurgical S.p.A.
Mirandola (MO) Italien

Venligst overvej før du printer

Spar energi og papir
Hvis du ønsker at printe dette produktblad,
venligst print på dobbeltside.

IS1.39 DK • Issue 5 06.20